

Pantone 326C
 Pantone 1945C
 Black

18.5" W

5" H

NO PRINT AREA

SHINE reNEW®

Stain and Rust Remover
 Produit Anti-rouille et Détachant

- Easily removes stain and rust
 Enlève facilement les tâches et la rouille
- Restores shine | Restaure le brillant
- Keeps hinged instruments moving freely
 Préserve le mouvement libre des instruments à charnière
- Eliminates the need for abrasive scrubs
 Plus besoin de gommages abrasifs
- Concentrated | Concentré

IMS-1453 | 1 US GALLON (3.8L)

DIRECTIONS FOR USE

Stain Removal Soak: Wear utility gloves while using Shine reNEW. To prevent potential staining of surfaces, place towel under the container where the instruments will soak. Dilute 1 part Shine reNEW with 7 parts warm water in a container. Open instruments and soak for 5-15 minutes. Heavily stained instruments may require 30 minutes of soaking. Heavy rust and stain may require light brushing with a soft brush during soaking. When cleaning tungsten carbide, soak no longer than 10 minutes. Remove instruments from soak, rinse thoroughly with water, and re-clean instruments with an enzymatic cleaner in an ultrasonic unit or clean in a dental instrument washer. Follow proper sterilization protocol. Discard used soak solution after daily use or change more often as needed. This product is designed to be used on stainless steel and tungsten carbide, not anodized aluminum. This material and its container must be disposed of in a safe way. Repeated soaking with Shine reNEW may improve the ability to remove heavy rust or stain. This product may not remove all rust and stain from severely stained or damaged instruments.

DANGER
 May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye damage. Causes severe damage to the respiratory tract.

Keep only in original container. Do not breathe dusts or mists. Wash hands, forearms and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **IF SWALLOWED:** rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **IF ON SKIN (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Wash contaminated clothing before reuse. Absorb spillage to prevent material damage. Store locked up. Store in a corrosion resistant container with a resistant inner liner. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
 TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

MODE D'EMPLOI

Trempage anti-tâches : Porter des gants de ménage lors de l'utilisation du produit Shine reNEW. Pour éviter les éventuelles tâches sur les surfaces, placer une serviette sous le récipient qui accueillera les instruments à tremper. Diluer dans un récipient 1 volume de Shine reNEW dans 7 volumes d'eau chaude. Ouvrir les instruments et les tremper pendant 5 à 15 minutes. Les instruments lourdement tachés peuvent nécessiter jusqu'à 30 minutes de trempage. Pour les grosses tâches de rouille, un léger brossage avec une brosse douce peut être requis durant le trempage. Lors du nettoyage de carbure de tungstène, ne pas tremper plus de 10 minutes. Enlever les instruments du trempage, rincer abondamment à l'eau et nettoyer à nouveau les instruments avec un nettoyant enzymatique dans un appareil à ultrasons ou nettoyer dans un lave-instruments dentaire. Suivre le protocole de stérilisation adéquat. Jeter la solution de trempage après chaque utilisation quotidienne ou changer aussi souvent que nécessaire. Ce produit est conçu pour être utilisé sur de l'acier inoxydable et du carbure de tungstène, mais pas sur de l'aluminium anodisé. Ce produit et son récipient doivent être mis au rebut de façon sécuritaire. Le trempage répété avec Shine reNEW peut améliorer la capacité à enlever la rouille lourde ou les tâches. Ce produit peut ne pas pouvoir enlever toutes les tâches et la rouille sur des instruments sévèrement tachés ou endommagés.

DANGER
 Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Cause des dommages sévères aux voies respiratoires.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. **EN CAS D'INGESTION:** rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):** Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. **EN CAS D'INHALATION:** Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin/un CENTRE ANTIPOISON. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Garder sous clef. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

©2017 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. SDS available on request or at Hu-Friedy.com
 Made in USA FS disponible sur demande ou au Hu-Friedy.com
 Fabriqué aux États-Unis K8644/0317 VENDOR USE ONLY

CANADA IMPORTER/USE ONLY
 RÉSERVÉ AUX IMPORTATEURS CANADIENS

BAR CODE FPO
 +D67193220514

NO PRINT AREA

DRAFT

SPECS	FG CODE:		LEGEND	Material/Die Cut area	REVISIONS	DATE, INITIAL, AND STATE WHO REQUESTED REVISION	WEIMAN
	STOCK CODE:			Printable Area		Date	
	DL NUMBER:	DL009	Bleed Area	Tear off perforation of PDD	CHECKBOX DENOTES PLATE CHANGE FROM LAST REVISION	<input checked="" type="checkbox"/> COLOR <input checked="" type="checkbox"/> COLOR <input checked="" type="checkbox"/> COLOR <input checked="" type="checkbox"/> COLOR <input checked="" type="checkbox"/> COLOR <input checked="" type="checkbox"/> COLOR <input checked="" type="checkbox"/> COLOR <input checked="" type="checkbox"/> COLOR <input checked="" type="checkbox"/> COLOR <input checked="" type="checkbox"/> COLOR	PRINT %: 75% PAPER SIZE: 11" X 17"
	APERTURE:		Carton Outer Flap	Carton Fold			
	CUSTOMER:		Copy/Text Safe Area	Add'l Label #2			
	CUSTOMER FG CODE:		Printed P&A Carton Label Guide				
	CUSTOMER ART CODE:						
	MATERIAL SIZE/CTN ID:	18.5" X 5" (W X H)					

18.5" W

.25"

.25"

NO PRINT AREA

SHINE reNEW®

Stain and Rust Remover Produit Anti-rouille et Détachant

- Easily removes stain and rust
Enlève facilement les tâches et la rouille
- Restores shine | Restaure le brillant
- Keeps hinged instruments moving freely
Préserve le mouvement libre des instruments à charnière
- Eliminates the need for abrasive scrubs
Plus besoin de gommages abrasifs
- Concentrated | Concentré

IMS-1453 | 1 US GALLON (3.8L)



DIRECTIONS FOR USE

Stain Removal Soak: Wear utility gloves while using Shine reNEW. To prevent potential staining of surfaces, place towel under the container where the instruments will soak. Dilute 1 part Shine reNEW with 7 parts warm water in a container. Open instruments and soak for 5-15 minutes. Heavily stained instruments may require 30 minutes of soaking. Heavy rust and stain may require light brushing with a soft brush during soaking. When cleaning tungsten carbide, soak no longer than 10 minutes. Remove instruments from soak, rinse thoroughly with water, and re-clean instruments with an enzymatic cleaner in an ultrasonic unit or clean in a dental instrument washer. Follow proper sterilization protocol. Discard used soak solution after daily use or change more often as needed. This product is designed to be used on stainless steel and tungsten carbide, not anodized aluminum. This material and its container must be disposed of in a safe way.

Repeated soaking with Shine reNEW may improve the ability to remove heavy rust or stain. This product may not remove all rust and stain from severely stained or damaged instruments.



DANGER

May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye damage.
Causes severe damage to the respiratory tract

Keep only in original container. Do not breathe dusts or mists. Wash hands, forearms and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **IF SWALLOWED:** rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **IF ON SKIN (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Wash contaminated clothing before reuse. Absorb spillage to prevent material damage. Store locked up. Store in a corrosion resistant container with a resistant inner liner. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

Manufactured for | Fabriqué pour : Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | USA
Telephone | Téléphone : 1-800-Hu-Friedy or 1-773-975-6100 Website | Site web : Hu-Friedy.com
Europe: Zweigniederlassung Deutschland | Kleines Öschle 8 | D-78532 Tuttlingen
Telephone | Téléphone : 00800 48 37 4339 Website | Site web : Hu-Friedy.eu
24-Hour Number | Numéro 24 heures/24 : 1-800-535-5053 International : 1-352-323-3500

MODE D'EMPLOI

Trempeage anti-tâches : Porter des gants de ménage lors de l'utilisation du produit Shine reNEW. Pour éviter les éventuelles tâches sur les surfaces, placer une serviette sous le récipient qui accueillera les instruments à tremper. Diluer dans un récipient 1 volume de Shine reNEW dans 7 volumes d'eau chaude. Ouvrir les instruments et les tremper pendant 5 à 15 minutes. Les instruments lourdement tâchés peuvent nécessiter jusqu'à 30 minutes de trempeage. Pour les grosses tâches de rouille, un léger brossage avec une brosse douce peut être requis durant le trempeage. Lors du nettoyage de carbure de tungstène, ne pas tremper plus de 10 minutes. Enlever les instruments du trempeage, rincer abondamment à l'eau et nettoyer à nouveau les instruments avec un nettoyant enzymatique dans un appareil à ultrasons ou nettoyer dans un lave-instruments dentaire. Suivre le protocole de stérilisation adéquat. Jeter la solution de trempeage après chaque utilisation quotidienne ou changer aussi souvent que nécessaire. Ce produit est conçu pour être utilisé sur de l'acier inoxydable et du carbure de tungstène, mais pas sur de l'aluminium anodisé. Ce produit et son récipient doivent être mis au rebut de façon sécuritaire.

Le trempeage répété avec Shine reNEW peut améliorer la capacité à enlever la rouille lourde ou les tâches. Ce produit peut ne pas pouvoir enlever toutes les tâches et la rouille sur des instruments sévèrement tâchés ou endommagés.



DANGER

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Cause des dommages sévères aux voies respiratoires.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. **EN CAS D'INGESTION:** rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):** Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. **EN CAS D'INHALATION:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin/un CENTRE ANTIPOISON. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Garder sous clef. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou international.

©2017 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.

SDS available on request or at Hu-friedy.com
FS disponible sur demande ou au Hu-Friedy.com.

Made in USA

Fabriqué aux États-Unis K8644/0317

VENDOR USE ONLY

CANADA IMPORTER USE ONLY
RÉSERVÉ AUX IMPORTATEURS CANADIENS



BAR CODE FPO

+D67193220514

NO PRINT AREA

NO PRINT AREA

NO PRINT AREA

.25"

5" H

.25"